



Estacion de trabajo de patologia 1000-1800 mm

1000*750*1950mm

Estación de trabajo de patología; Dimensiones externas (ancho x profundidad x alto): 1000x750x1950mm; Altura de superficie de trabajo: 850mm; Consumo: 300W; Caudal de extracción: 500-600m³/h; Material del cuerpo: Acero inoxidable 304; Material de mesa: Acero inoxidable 304; Peso bruto: 250kg.

Código: B2-01-010121.1

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	1000*750*1950mm B2-01-010121.1
Dimensiones externas (AnxPrxAl)	1000*750*1950mm
Dimensiones del área de trabajo (AnxPrxAl)	895*430mm
Altura de la superficie de trabajo	850mm
Consumo de potencia	300W
Alimentación eléctrica	AC220V±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz
Caudal de aire de extracción	500-600m³/h
Material · Cuerpo principal	Acero inoxidable 304
Material · Mesa de trabajo	Acero inoxidable 304
Accesorios estándar	Ventilador integrado, lámpara UV, foco, iluminación LED, grifo telescópico, filtro de carbón activado, grifos de agua fría y caliente, toma transparente, lavadero, pieza de lavado en el lateral de la encimera
Accesorios opcionales	Calentador de agua, triturador, lavajos, herramienta de adsorción magnética, lupa LED de piso, bandeja de muestreo, soporte para computador, caja de papel de acero inoxidable, cámara, sistema de imágenes de objetos grandes, protector contra salpicaduras, secador de manos, ventilador de extracción externo
Dimensiones de embalaje (AnxPrxAl) mm	1160*890*2170
Peso bruto	250kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)