



Centrífuga de sobremesa de baja velocidad

pack 750*645*630 · 1

Código: B2-01-010375.1

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 750*645*630 · 1 B2-01-010375.1
Capacidad máxima	4*50ml
Velocidad máxima	6000 rpm
RCF máx.	5502xg
Velocidad y precisión	±10 rpm
Rango de tiempo	1 ~99h59min59 /trotar
Ruido	≤50 dB
Fuente de alimentación	CA 220 V, 50/60 Hz (e tándar); CA 110 V, 50/60 Hz (opcional); Tran formador externo
Dimen ione externa (ancho*profundidad*alto) mm	640*515*450
Tamaño del paquete (Ancho x Profundidad x Alto) mm	750*645*630
Pe o bruto (kg)	86

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)