



Bacula industrial 61-510 kg

10 g de resolucian - 61 kg de pesaje

Balanza; Capacidad: 61 kg; Resolución: 10 G; Repetibilidad: ± 30 G.

Código: B2-01-011123.1

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	10 g de resolucian - 61 kg de pesaje B2-01-011123.1
Capacidad de pesaje (kg)	61
Resolución (g)	10
Repetibilidad (g)	± 30
Linealidad (g)	± 50
Tamaño del plato	400*500mm/450*600mm
Tiempo de respuesta	3 s
Deriva de sensibilidad	± 3 ppm/ $^{\circ}$ C
Pantalla	LED
Sensor	Celda de carga
Temperatura de operación	5-25 $^{\circ}$ C
Alimentación eléctrica	AC220V, 50/60Hz (estándar); 110V, 60Hz (opcional)
Dimensiones de embalaje (L×An×Al) mm	420*170*850
Peso bruto (kg)	14

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)