



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Adaptador de codo de 90 grados

Código: 720003
Marca: STERLITECH

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Adaptador de codo de 90 grados

Producto publicado con base en la ficha vigente del proveedor Sterlitech.

SKU	Nombre proveedor	Fabricante	Categoría proveedor	Fuente
720003	90 Degree Elbow Adapter, 1/4 in NPTF to 1/4 in NPTM, 316 Acero inoxidable, 1/pk	Sterlitech	Portafiltros /// Pressure Portafiltros /// Pressure Filtration Vessels	Ficha proveedor

Especificaciones técnicas

SKU Sterlitech	720003
Ficha del fabricante	90 Degree Elbow Adapter, 1/4 in NPTF to 1/4 in NPTM, 316 Acero inoxidable, 1/pk
URL fuente	

Tabla fuente 1

	740160-1	740360-1	740560-1	740060-1
Volume (US gall)	1	3	5	10
Volume (liters)	3.78	11.3	18.9	37.8
Materials Vessel Skirt	316 Acero inoxidable Molded neoprene rubber	316 Acero inoxidable Molded neoprene rubber	316 Acero inoxidable Molded neoprene rubber	316 SS 316 SS
Inlet/Outlet	¼" NPTF	¼" NPTF	¼" NPTF	¼" NPTF
Closure	3 7/8" x 1 ¼"	3 7/8" x 1 ¼"	3 7/8" x 1 ¼"	3 7/8" x 1 ¼"
Dimensions Overall Height Inside Diameter	8.5" 9"	15.25" 9"	22.5" 9"	24.9" 12"
Max. Temp (°F) @ Max Pressure (psi)	300 @ 150	300 @ 150	300 @ 150	300 @ 110
Recommended Portafiltros	KS 90 KS 90 ST KS 90 UH	KS 142 KS 142 ST KST 142 UH	KS 142 KS 142 ST KST 142 UH	KS 293 KS 293 ST KS 293 UH

Tabla fuente 2

Maximum Operating Temperature	Maximum Operating Temperature	Pressures	Pressures
°F	°C	psi	Bar
100	38	165	11.4
200	93	165	11.4
300	149	155	10.7



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)