

Agitador Electromecanico De Laboratorio Mod.avm/5000

Código: ceramic-10

Marca: Ceramic Instruments

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)



[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

MEZCLADOR ELECTROMECÁNICO AVM/5000, CON PLATO ELEVABLE En este mezclador el plato que lleva el recipiente del producto a mezclar, puede ser elevado.

Este sistema elimina los sistemas de columnas contrapesadas más complicados y costosos, permitiendo crear un agitador muy compacto y robusto que puede utilizarse en cualquier laboratorio industrial, artesanal o de investigación.

Molienda Eficiente

Diseñado para una reducción de tamaño de partícula rápida y efectiva.



Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	Valor - Italia
Característica	Valor
Nombre del Producto	Agitador Electromecánico De Laboratorio Mod.avm/5000
País de Origen	Italia

Aplicaciones

- Reducción de tamaño de partículas de materiales diversos.
- Preparación de muestras para análisis.
- Investigación y desarrollo de nuevos materiales.
- Control de calidad en procesos industriales.

Componentes y Accesorios

Componentes y Accesorios

Suministro Estándar

El equipo principal Agitador Electromecánico De Laboratorio Mod.avm/5000 según se describe.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)