



Tamizadora De Aire Para Laboratorio Mod. Sa/200

Código: ceramic-24

Marca: Ceramic Instruments

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)


Detalle

El principio de funcionamiento se basa en un flujo de aire que mantiene simultáneamente el material agitado y la malla del tamiz constantemente libre, es decir, sin ninguna acción mecánica.

El flujo se crea mediante un aspirador eléctrico especial. Una barra giratoria colocada debajo del tamiz permite que el flujo actúe sobre el material de prueba. El flujo sella automáticamente el tamiz y la tapa, ambos con juntas de goma adecuadas. El material que pasa a través del tamiz de prueba es aspirado y transportado al filtro electroaspirador. La tamizadora trabaja con un solo tamiz de Ø 200 mm, altura 25 mm (Suministrado bajo pedido).

Clasificación Precisa

Separación granulométrica exacta para análisis y control de calidad.



Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	Valor - Italia
Característica	Valor

Especificación	Valor - Italia
Nombre del Producto	Tamizadora De Aire Para Laboratorio Mod. Sa/200
País de Origen	Italia

Aplicaciones

- Análisis granulométrico de polvos y sólidos.
- Control de calidad de materias primas y productos terminados.
- Separación de partículas por tamaño.
- Investigación en laboratorios de materiales.

Componentes y Accesorios

Componentes y Accesorios

Suministro Estándar

El equipo principal Cazadora De Aire Para Laboratorio Mod. Sa/200 según se describe.

Accesorios Opcionales

Tamices de Ø 200 mm y altura 25 mm.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1




Imagen de galería 2



Imagen de galería 3

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)