



Tanques Para La Determinacion De La Resistencia A Las Heladas

Código: ceramic-33

Marca: Ceramic Instruments

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Apto para realizar las pruebas requeridas por las normas: UNI EN ISO 10545-12, EN 1348:2007 par.8.5, EN12004 par.8.3.3.5, UNI EN 14617-5

Apto para realizar las pruebas requeridas por las normas: UNI EN ISO 10545-12, EN 1348:2007 par.8.5, EN12004 par.8.3.3.5, UNI EN 14617-5

Tecnología Avanzada

Equipamiento de Ceramic Instruments diseñado con los últimos avances para el sector.



Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	Valor - Italia
Característica	Valor
Nombre del Producto	Tanques Para La Determinación De La Resistencia A Las Heladas
País de Origen	Italia

Aplicaciones

- Evaluación de la durabilidad de baldosas cerámicas para exteriores.

- Control de calidad para productos resistentes a las heladas.
- Ensayos de adhesivos y sistemas de colocación para baldosas.
- Certificación de productos para climas fríos.

Componentes y Accesorios

Componentes y Accesorios

Suministro Estándar

El equipo principal Tanques Para La Determinación De La Resistencia A Las Heladas según se describe.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)