



Agitador para embudos de separacion 6-10 posiciones

6 uds

Agitador de embudos de separación; Capacidad de muestras: 6 unidades; Método de agitación: Agitación vertical con inclinación ajustable 0–20°; Amplitud: $\geq 40\text{mm}$; Frecuencia: 100–300 ciclos/min ajustable; Temporizador: Máximo 15 minutos con cuenta regresiva; Recipientes compatibles: Embudo de separación de 50–2000ml; matraz cónico de 100/250ml; probeta, tubo colorimétrico y matraz aforado de 100ml con tapón, sin cambiar la fijación; Carga nominal: 11kg con distribución simétrica bilateral; Alimentación: AC220 $\pm$ 10%, 50/60Hz(estándar); 110V, 60Hz(opcional, transformador externo)

Código: B2-01-010889.1

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	6 uds B2-01-010889.1
Capacidad de muestras	6 uds
Método de agitación	Agitación vertical(ángulo de inclinación 0–20° ajustable)
Amplitud de agitación	$\geq 40\text{mm}$
Frecuencia de agitación	100–300 veces/min ajustable
Control de frecuencia	Velocidades variables de forma continua
Modo de operación	Operación continua, operación por intervalos, operación por curva
Rango de temporización	Máx 15 minutos(con cuenta regresiva)
Recipientes aplicables	Embudo de separación de 50ml–2000ml, matraz cónico de 100ml y 250ml, probeta con tapón de 100ml, tubo colorimétrico con tapón de 100ml, matraz aforado con tapón de 100ml, etc., sin necesidad de cambiar el accesorio de sujeción
Eficiencia de extracción	95~110%
Carga nominal	Simetría bilateral 11kg
Alimentación eléctrica	AC220 $\pm$ 10%, 50/60Hz(Estándar); 110V, 60Hz(Opcional, transformador externo)
Dimensiones de embalaje	810*710*1080mm
Peso neto	120kg
Peso bruto	148kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)