

MOR/5-TS/65



Maquinas De Ensayo De Flexion De Las Series Mor/5-ts Y Blm

Código: ceramic-32

Marca: Ceramic Instruments

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Instrumentos estandarizados para la determinación de la carga y módulo de rotura a flexión de baldosas cerámicas crudas, secas y cocidas.

Cumple con la normativa UNI EN ISO 10545-4

Tecnología Avanzada

Equipamiento de Ceramic Instruments diseñado con los últimos avances para el sector.

MOR/5-TS/65



MOR/5-TS/125/S

Especificaciones técnicas

Ficha técnica de la variante activa.

Especificación	Valor - Italia
Característica	Valor
Nombre del Producto	Máquinas De Ensayo De Flexión De Las Series Mor / 5 - ts Y Blm
País de Origen	Italia

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2




Imagen de galería 3




Imagen de galería 4




Imagen de galería 5

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)