



Tanques De Prueba De Absorcion (metodo De Vacio)

Código: ceramic-39

Marca: Ceramic Instruments

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Instrumentos adecuados para la determinación rápida de la absorción de agua de baldosas cerámicas, con el método de inmersión al vacío.

NORMA UNI EN ISO 10545-3 NORMA UNI EN ISO 10545-12

Tecnología Avanzada

Equipamiento de Ceramic Instruments diseñado con los últimos avances para el sector.



Tanques De Prueba De Absorcion (metodo De Vacio) Serie Vsud Y Mod. Vsvr Con Sistema De Recirculacion

Especificaciones técnicas

Ficha técnica de la variante activa.

Especificación	Valor - Ceramic Instruments - Italia
Característica	Valor
Nombre del Producto	Tanques De Prueba De Absorción (método De Vacío) Serie Vsud Y Mod. Vsvr Con Sistema De Recirculación
País de Origen	Italia

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)