



Gabinete para ácidos fuertes y álcalis

Código: B2-01-010912

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

The Strong Acid & Alkali Storage Cabinet is a specialized safety cabinet designed for the safe storage of corrosive chemicals, including strong acids and alkalis, in laboratory and industrial environments.

Características

1. Padlock design.
2. Adjustable shelves.
3. Anti-corrosive materials for strong acid and alkali.
4. Customizable.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	4 galones (15 L) - Opcional - Única/Manual - modelo 1	12 galones (45 L) - 1 ud. - Simple/Manual - modelo 2	20 galones (75 L) - 1 pza. - modelo 3	28 galones (105 L) - modelo 4	30 galones (114 L) - 2 pzas. - modelo 5	45 galones (170 L) - 2 unidades - modelo 6	60 galón (227 L) - modelo 7	90 galones (340 L) - modelo 8
Capacidad	4 galones (15 L)	12 galones (45 L)	20 galones (75 L)	28 galones (105 L)	30 galones (114 L)	45 galones (170 L)	60 galón (227 L)	90 galones (340 L)
Material	PP	PP	PP	PP	PP	PP	PP	PP
Estantería ajustable	Opcional	1 ud.	1 pza.	2 piezas	2 pzas.	2 unidades	2 piezas	2 piezas
Puerta	Única/Manual	Simple/Manual	Doble/Manual	Doble/Manual	Doble/Manual	Doble/Manual	Doble/Manual	Doble/Manual
Dimensiones externas (A x P x A) mm	430*430*560	590*460*890	910*590*890	910*600*900	1090*460*1120	1090*460*1650	860*860*1650	1090*860*1650
Dimensiones del embalaje (A x P x A) mm	515*515*695	675*545*1025	995*675*1025	995*685*1035	1175*545*1255	1175*545*1785	945*945*1785	1173*943*1785
Peso bruto	16 kg	30 kg	46 kg	48 kg	58 kg	72 kg	90 kg	107 kg

Aplicaciones

Equipo de laboratorio, Capacidad 15-340 L: elija la variante comparando Capacidad, Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) mm, capacidad 15-340 L y estantes ajustables y Estante ajustable.

Que cambia entre variantes

B2-01-010912.1: Capacidad: 4 galones (15 litros); Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) mm: 430*430*560; capacidad 15-340 L y estantes ajustables: Capacidad.

B2-01-010912.2: Capacidad: 12 galones (45 L); Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) mm: 590*460*890; capacidad 15-340 L y estantes ajustables: Material.

B2-01-010912.4: Capacidad: 28 galón (105L); Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) mm: 910*600*900; capacidad 15-340 L y estantes ajustables: Puerta.

B2-01-010912.8: Capacidad: 90 galones (340L); Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) mm: 1090*860*1650; Estante ajustable: 2 piezas.

Escenarios de uso recomendados

Use esta configuracion si necesita capacidad: 4 galones (15 litros) y tamaño externo (an. x pr. x al.) mm: 430*430*560.

Use esta configuracion si necesita capacidad: 12 galones (45 l) y tamaño externo (an. x pr. x al.) mm: 590*460*890.

Use esta configuracion si necesita capacidad: 28 galón (105l) y tamaño externo (an. x pr. x al.) mm: 910*600*900.

Use esta configuracion si necesita capacidad: 90 galones (340l) y tamaño externo (an. x pr. x al.) mm: 1090*860*1650.

Cómo elegir rápido

Revise primero Capacidad, Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) mm, capacidad 15-340 L y estantes ajustables y Estante ajustable; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalacion.

Recomendación de compra

Seleccione la alternativa que cubra Capacidad, Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) mm, capacidad 15-340 L y estantes ajustables y Estante ajustable.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)