



Gabinete para ácidos fuertes y álcalis

4 galones (12 L) - Opcional - Única/Manual

Gabinete para almacenamiento de ácidos y álcalis fuertes; Capacidad: 4 galones(15L); Material: PP; Estantes ajustables: Opcionales; Puertas: Una puerta, apertura manual; Dimensiones externas (ancho x profundidad x alto), mm: 430 x 430 x 560; Peso bruto: 16kg

Código: B2-01-010912.1

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	4 galones (12 L) - Opcional - Única/Manual B2-01-010912.1
Capacidad	4 galones (12 L)
Material	PP
Estantería ajustable	Opcional
Puerta	Única/Manual
Dimensiones externas (A×P×A) mm	430*430*580
Dimensiones del embalaje (A×P×A) mm	515*515*695
Peso bruto	16 kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)