



Analizador de electrolitos de 3 a 11 parametros

Manual 7 parametros

Analizador de electrolitos; Parámetros declarados: K⁺, Na⁺, Cl⁻, iCa²⁺, nCa²⁺, TCa²⁺, pH; Bandeja de muestras: No; Inyección: Manual; Volumen de muestra: 60~150µl

Código: B2-01-010033.3

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	Manual 7 parametros B2-01-010033.3
Modelo	B2-01-010033.3
Configuración	Manual 7 parametros
Muestra	Suero, plasma, sangre total, líquido cefalorraquídeo y orina diluida
Medición de velocidad	≤25s
Método de análisis	Electrodo selectivo de iones (ISE)
Volumen de muestra	60~150µl
Posición de muestra	30 puestos de muestra, 5 puestos de emergencia (solo para B-B/D/F/L)
Modo de inyección	Se puede seleccionar la inyección manual o automática (solo para B-B/D/F/L); B-A/C/E con inyeccion manual.
Almacenamiento	Hasta 50.000 resultados de pruebas
Impresora	Impresora térmica integrada
Interfaz	Puerto RS232 para LIS
Mostrar	Pantalla táctil de alta definición de 7 pulgadas
Idioma	Chino e inglés; otros idiomas pueden personalizarse.
Calibración	Calibración automática y manual
Otra función	detección del volumen de muestra
Alimentación eléctrica	CA 100~240 V, 50/60 Hz, 70 VA
Temperatura	+10~+40°C
Humedad relativa	≤80 %
Presión atmosférica	86~106 kPa

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)