



Celillas de Rowe Barden

Código: WILLE-ROWE_BARDEN_CELLS.HTML

Marca: Wille Geotechnik

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Este tipo de células están diseñadas para pruebas de consolidación controladas por estrés y tensión:

- Celdas Rowe / Rowe Barden Celdas
- Células de consolidación CRS

Células especialmente desarrolladas por Wille Geotechnik®:

- Células de consolidación de K0
- Células de consolidación insaturadas (Prof. Schanz)
- Celillas de presión de oleaje
- Célula de consolidación controlada por temperatura
- Célula de alta presión

[Consulta](#)

[Obtenga catálogos generales](#)

- CRS, CL, IL o pruebas de presión de hinchazón
- Para usar con diferentes marcos de carga y rangos
- Para todo tipo de prueba de permeabilidad
- Presión de agua opcional o marcos de carga para calificar el genes normales
- Expandible para condiciones insaturadas
- Aplicable para todas las pruebas de presión de oleaje y oleaje
- Diferentes alturas de muestra son opcionales
- Para condiciones saturadas con medición de presión de poro o control de presión/presión de retroceso
- Presión del aire para el control del estrés axial
- Especificaciones y componentes:
- Disponible como cilindro inferior de material resistente a la corrosión (opcional) con 2 conexiones de entrada y salida, equipadas con válvulas de aguja, anillo de muestra de acero inoxidable y discos porosos de acero inoxidable
- Sistema especial de enjuague para las mejores condiciones de aires de la parte superior de la celda con presión y conexión de desaireamiento y válvulas de aguja
- Pistón de carga de acero inoxidable guiado, bajo fricción de acero inoxidable
- Soporte para transductor de tensión

- La información detallada seguirá pronto
- No disponible
- No disponible
- ASTM D-2166
Método de prueba estándar para: resistencia a la compresión no confinada del suelo cohesivo
- ASTM D-2435
Métodos de prueba estándar para propiedades de consolidación unidimensionales de los suelos utilizando carga incremental
- ASTM D-3877
Métodos de prueba estándar para expansión unidimensional, contracción y presión de elevación de mezclas de lima del suelo
- ASTM D-4186
Método de prueba estándar para: propiedades de consolidación unidimensional de los suelos utilizando carga de deformación controlada.
- Aashto T-216
Método de prueba para propiedades de consolidación unidimensionales de los suelos
- Cen ISO/TS 17892-5
Investigación y pruebas geotécnicas - Pruebas de laboratorio del suelo - Parte 5: Prueba de eedómetro de carga incremental
- La información detallada seguirá pronto

Especificaciones técnicas

- La información detallada seguirá pronto

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)