



Portafiltros de vacío y accesorios Advantec Sterlitech

Código: N/D

Marca: STERLITECH

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle


Portafiltros de vacío y accesorios Advantec Sterlitech

Producto publicado con base en la ficha vigente del proveedor Sterlitech.

SKU	Nombre proveedor	Fabricante	Categoría proveedor	Fuente
1201526	Acero inoxidable Table for Sistemas de sobremesa, 24" Height, 4x ruedas giratorias con bloqueo, 750lb Capacity	Sterlitech	Membrane/Process Development /// Sistemas de sobremesa	Ficha proveedor
167305-11	Rocker 300-LF30, Vacuum Filtration System, AC110V, 60Hz	Rocker	Portafiltros /// Vacuum Portafiltros	Ficha proveedor
311000	13mm Glass Microanalysis Holder, 100 ml, KG 13 A (For use with 25mm membranes)	Advantec	Portafiltros /// Vacuum Portafiltros	Ficha proveedor
311001	100ml Funnel KG13A	Advantec	Portafiltros /// Vacuum Portafiltros	Ficha proveedor
311002	KG13 Sintered Support Base	Advantec	Portafiltros /// Vacuum Portafiltros	Ficha proveedor
311005	Minimax Funnel 1.1cm2, 500mL	Advantec	Portafiltros /// Vacuum Portafiltros	Ficha proveedor
311010	Minimax Funnel 1.1cm2 EFA, 1 Liter Cap	Advantec	Portafiltros /// Vacuum Portafiltros	Ficha proveedor
311050	13mm Glass Microanalysis Holder, 500 ml, KG 13 B (For use with 25mm membranes)	Advantec	Portafiltros /// Vacuum Portafiltros	Ficha proveedor
311100	13mm Glass Microanalysis Holder, 13/100 ml, KG 13 AA (For use with 25mm membranes)	Advantec	Portafiltros /// Vacuum Portafiltros	Ficha proveedor
311105	13ml Microfunnel	Advantec	Portafiltros /// Vacuum Portafiltros	Ficha proveedor

SKU	Nombre proveedor	Fabricante	Categoría proveedor	Fuente
311110	13mm Glass Microanalysis Holder, 1000 ml, KG 13 C (For use with 25mm membranes)	Advantec	Portafiltros /// Vacuum Portafiltros	Ficha proveedor
311200	25mm Glass Microanalysis Holder, 15 ml, KG 25	Advantec	Portafiltros /// Vacuum Portafiltros	Ficha proveedor
311201	KG25 Funnel, 15mL	Advantec	Portafiltros /// Vacuum Portafiltros	Ficha proveedor
311202	KG25 Sintered Support Base	Advantec	Portafiltros /// Vacuum Portafiltros	Ficha proveedor
311208	KG(S) 25 Borosilicate Replacement Funnel, 150ml	Advantec	Portafiltros /// Vacuum Portafiltros	Ficha proveedor
311209	KG(S) 25 Borosilicate Replacement Funnel, 300ml	Advantec	Portafiltros /// Vacuum Portafiltros	Ficha proveedor
311220	All-Glass Filtration Assembly, Glass frit, GFA 25	Advantec	Portafiltros /// Vacuum Portafiltros	Ficha proveedor
311222	25mm Frit to Female Joint w/Tube Adapter	Advantec	Portafiltros /// Vacuum Portafiltros	Ficha proveedor
311225	Borosilicate Glass Filter Flask, 250 ml, 19/22 male joint (ground glass)	Advantec	Portafiltros /// Vacuum Portafiltros	Ficha proveedor
311280	25mm Glass Microanalysis Holder, 150 ml, KG 25 A	Advantec	Portafiltros /// Vacuum Portafiltros	Ficha proveedor
311290	25mm Glass Microanalysis Holder, 300 ml, KG 25 B	Advantec	Portafiltros /// Vacuum Portafiltros	Ficha proveedor
311300	25mm Glass Microanalysis Holder, 15 ml, KGS 25	Advantec	Portafiltros /// Vacuum Portafiltros	Ficha proveedor
311302	KGS 25 Support Screen Base Repuesto	Advantec	Portafiltros /// Vacuum Portafiltros	Ficha proveedor
311304	KGS 25 Acero inoxidable Support Screen Repuesto	Advantec	Portafiltros /// Vacuum Portafiltros	Ficha proveedor
311305	Gasket, PTFE	Advantec	Portafiltros /// Vacuum Portafiltros	Ficha proveedor
311320	All-Glass Filtration Assembly, Acero inoxidable, GFS 25	Advantec	Portafiltros /// Vacuum Portafiltros	Ficha proveedor
311322	25mm Support to Female Joint w/Tub Adapter	Advantec	Portafiltros /// Vacuum Portafiltros	Ficha proveedor
311380	25mm Glass Microanalysis Holder, 150 ml, KGS 25 A	Advantec	Portafiltros /// Vacuum Portafiltros	Ficha proveedor
311390	25mm Glass Microanalysis Holder, 300 ml, KGS 25 B	Advantec	Portafiltros /// Vacuum Portafiltros	Ficha proveedor
311400	47mm Glass Microanalysis Holder, Glass Frit Support, 300 ml, KG 47	Advantec	Portafiltros /// Vacuum Portafiltros	Ficha proveedor
311401	KG47 Funnel 300mL	Advantec	Portafiltros /// Vacuum Portafiltros	Ficha proveedor
311402	KG47 Sintered Support Base	Advantec	Portafiltros /// Vacuum Portafiltros	Ficha proveedor

SKU	Nombre proveedor	Fabricante	Categoría proveedor	Fuente
311408	Funnel 100ml Straight Wall	Advantec	Portafiltros /// Vacuum Portafiltros	Ficha proveedor
311409A	Funnel, 500 ml Beveled	Advantec	Portafiltros /// Vacuum Portafiltros	Ficha proveedor
311410	47mm Funnel, 1000mL Graduated	Advantec	Portafiltros /// Vacuum Portafiltros	Ficha proveedor
311420	All-Glass Filtration Assembly, Glass frit, GFA 47	Advantec	Portafiltros /// Vacuum Portafiltros	Ficha proveedor
311422	402 Base w/Tubulated 40/35 Cap	Advantec	Portafiltros /// Vacuum Portafiltros	Ficha proveedor
311425	Borosilicate Glass Filter Flask, 1 L, 40/35 male joint (ground glass)	Advantec	Portafiltros /// Vacuum Portafiltros	Ficha proveedor
311431	Borosilicate Glass Vacuum Filter Flask, 2L, 1/4"	Sterlitech	Portafiltros /// Vacuum Portafiltros	Ficha proveedor
311450	47mm Glass Extension 2-in	Advantec	Portafiltros /// Vacuum Portafiltros	Ficha proveedor
311480	47mm Glass Microanalysis Holder, 100 ml, KG 47	Advantec	Portafiltros /// Vacuum Portafiltros	Ficha proveedor
311490	47mm Glass Microanalysis Holder, 500 ml, KG 47	Advantec	Portafiltros /// Vacuum Portafiltros Applications /// Food & Beverage	Ficha proveedor
311500	47mm Glass Microanalysis Holder, Acero inoxidable Support, 300 ml, KGS 47	Advantec	Portafiltros /// Vacuum Portafiltros	Ficha proveedor
311502	47mm Base for SS/PTFE Screen	Advantec	Portafiltros /// Vacuum Portafiltros	Ficha proveedor
311504	KGS47 Support Screen 304 Acero inoxidable, 100 Mesh	Advantec	Portafiltros /// Vacuum Portafiltros	Ficha proveedor
311520	All-Glass Filtration Assembly, Acero inoxidable, GFA 47	Advantec	Portafiltros /// Vacuum Portafiltros	Ficha proveedor
311522	502 Base W/Tubulated 40/35 Cap	Advantec	Portafiltros /// Vacuum Portafiltros	Ficha proveedor
311540	47mm Glass Microanalysis Holder, PTFE Support, 300 ml, KGT 47	Advantec	Portafiltros /// Vacuum Portafiltros	Ficha proveedor
311580	47mm Glass Microanalysis Holder, 100 ml, KGS 47	Advantec	Portafiltros /// Vacuum Portafiltros	Ficha proveedor
311590	47mm Glass Microanalysis Holder, 500 ml, KGS 47	Advantec	Portafiltros /// Vacuum Portafiltros	Ficha proveedor
311600	47mm Glass Microanalysis Holder, All-PTFE seals, Glass frit support, 300 ml, KG 47 TF	Advantec	Portafiltros /// Vacuum Portafiltros Applications /// Food & Beverage	Ficha proveedor
311604	47mm Glass Microanalysis Holder KGT 47 Replacement PTFE Support	Advantec	Portafiltros /// Vacuum Portafiltros	Ficha proveedor
311620	All-Glass Filtration Assembly, PTFE, GFT 47	Advantec	Portafiltros /// Vacuum Portafiltros	Ficha proveedor




Especificaciones técnicas

Todos bajo pedido por ahora. Filtra por poro, tamaño o pack para elegir el SKU.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)