



Válvulas y accesorios de presión para filtración Sterlitech

Código: N/D

Marca: STERLITECH

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Válvulas y accesorios de presión para filtración Sterlitech

Producto publicado con base en la ficha vigente del proveedor Sterlitech.

SKU	Nombre proveedor	Fabricante	Categoría proveedor	Fuente
1149417	Concentrate/Back Válvula de control de presión Assembly, 0-100 PSI, 1/4" NPT Inlet, 3/8" Compression Outlet	Sterlitech	Membrane/Process Development /// Cross and Tangential Flow Test Cells	Ficha proveedor
1149421	Válvula de aguja with "T" fitting, 3/8" Compression	Sterlitech	Membrane/Process Development /// Cross and Tangential Flow Test Cells	Ficha proveedor
1155893	Bleed Valve Assembly for HP4750(X), 2500 PSI	Sterlitech	Membrane/Process Development /// Celdas agitadas	Ficha proveedor
1200013	Concentrate/Back Válvula de control de presión Assembly, 0-1000PSI, 1/4" NPT Inlet, 3/8" Compression Outlet	Sterlitech	Membrane/Process Development /// Cross and Tangential Flow Test Cells	Ficha proveedor
1200332	Pressure Relief Valve Assembly (200-1500 PSI), 3/8" Compression	Sterlitech	Membrane/Process Development /// Cross and Tangential Flow Test Cells	Ficha proveedor
1200507	Pressure Relief Valve Assembly (200-1500 PSI), 1/2" Compression	Sterlitech	Membrane/Process Development /// Cross and Tangential Flow Test Cells	Ficha proveedor
301825	Vent relief valve, 100 PSI	Advantec	Portafiltros /// Pressure Portafiltros	Ficha proveedor
301825c	Vent, Relief Valve: 7 kg/sq cm, 100 psi, Male, 304SS	Advantec	Portafiltros /// Pressure Portafiltros	Ficha proveedor
373430	3 Way Valve, PTFE, PVC Body	Advantec	Portafiltros /// Vacuum Portafiltros	Ficha proveedor
613005	2-Way Valve Stopcock Assembly	Advantec	Portafiltros /// Vacuum Portafiltros	Ficha proveedor

SKU	Nombre proveedor	Fabricante	Categoría proveedor	Fuente
720004	High-Pressure Compact 316 Acero inoxidable On/Off Valve with Lever Handle, 1/4 NPT Female x 1/4 NPT Male	Sterlitech	Portafiltros /// Pressure Portafiltros	Ficha proveedor

Especificaciones técnicas

Todos bajo pedido por ahora. Filtra por poro, tamaño o pack para elegir el SKU.

Especificación	1149417	1149421	1155893	1200013	1200332	1200507	301825	301825c	373430	613005	720004
Tipo	[1149417] Válvulas y accesorios de presión para filtración Sterlitech (1149417)	[1149421] Válvulas y accesorios de presión para filtración Sterlitech (1149421)	[1155893] Válvulas y accesorios de presión para filtración Sterlitech (1155893)	[1200013] Válvulas y accesorios de presión para filtración Sterlitech (1200013)	[1200332] Válvulas y accesorios de presión para filtración Sterlitech (1200332)	[1200507] Válvulas y accesorios de presión para filtración Sterlitech (1200507)	[301825] Válvulas y accesorios de presión para filtración Sterlitech (301825)	[301825c] Válvulas y accesorios de presión para filtración Sterlitech (301825c)	[373430] Válvulas y accesorios de presión para filtración Sterlitech (373430)	[613005] Válvulas y accesorios de presión para filtración Sterlitech (613005)	[720004] Válvulas y accesorios de presión para filtración Sterlitech (720004)
Material	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Stainless Steel	—
Tipo de material	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Stainless Steel	—

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)