



Balanza con escala veterinaria - WP

Código: filler_8295

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Función:

- Toda la plataforma impermeable de acero inoxidable
- Chasis de plástico ABS impermeable y resistente a la corrosión
- Pies de soporte de altura ajustable incorporados en el chasis que facilitan el transporte y no afectan la apariencia,
- Pantalla LCD con luz de fondo azul y fuente blanca,
- La capacidad múltiple y la precisión múltiple pueden cambiar instantáneamente
- 3 unidades: kg, lb, oz
- Función de tara, indicación de sobrepeso y batería baja
- Función de apagado automático (cuando se usa la batería).

Especificaciones Técnicas

[table id=807 responsive="scroll" /]

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1




Imagen de galería 2

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)