

Balanza de ganado portable - WP

Código: filler_8297

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Balanza de Ganado Portátil Balanza Belltronic PLS **Características estándar:**

- Hasta 3.000 de resolución de pantalla.
- Construido con base de acero templado y plataforma de placa de rodadura.
- Equipado con indicador de aluminio.
- Pantalla LED/LCD con nivel de brillo ajustable.
- Con caja de conexiones a prueba de agua ABS con acceso superior para una fácil instalación y servicio.
- Función de mantenimiento para facilitar la lectura.
- Gran variedad de capacidad y tamaño disponible.
- Con rampa incorporada para que los animales suban y bajen fácilmente.
- Con pies ajustables para la estabilidad de la balanza.

Especificaciones:

- 500kg x 200g (0.2kg) / 1000lb x 0.5lb
- 1000kg x 500g (0.5kg) / 2000lb x 1lb

Tamaño de la plataforma:

- (S): 510 mm x 1270 mm / 20"x 50"
- (M): 762 mm x 1497 mm / 30"x 59"
- (L): 914 mm x 1497 mm / 36"x 59"

- Equipado con indicador de aluminio.
- Pantalla LED/LCD con nivel de brillo ajustable.
- Con caja de conexiones a prueba de agua ABS con acceso superior para una fácil instalación y servicio.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)