

Equipo casagrande DE limite liquido - WP

Código: filler_8855

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

EQUIPOS CASAGRANDE DE LIMITE LIQUIDO

Equipos Casagrande Humboldt de limite liquido según normas ASTM D4318 con contador de vueltas y accesorios básicos como capsulas de aluminio acanaladores, espátulas, probetas graduadas y recipientes de mezcla.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)