

Termometro, accesorio registrador de datos para HT-4132 -HT-4325 - WP

Código: filler_10185

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Sistema completo DAS-4 [™] para usar con el termómetro HT-4132. El registrador captura y almacena hasta 8000 bytes (más de 1,000 lecturas). Ideal para aquellos que quieren capturar lecturas de campo y subir a la computadora.

Las lecturas pueden tomarse a intervalos de 1 segundo a 99 horas. Las lecturas almacenadas pueden descargarse a cualquier PC y visualizarse. Incluye el CD de Windows, un cable de 3 pies (USB suministrado, serie y conexiones de instrumentos).

El cable se conecta al instrumento y la computadora.

Cuatro pilas alcalinas AA suministradas.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)