



Importadora Gyb Limitada  
Padre orellana 1476  
Santiago CL13101 Chile

## Gel conductor giatec RCON<sup>a</sup> - viscosidad media, 250 ml. -HG-9016 - WP

**Código:** N/D

**Marca:** N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

### Detalle

Gel Conductor Giatec RCON<sup>a</sup> - Viscosidad Media, 250 ml. -HG-9016

**Siguiente paso:** [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)