

Medidor de pH, electrodo, temperatura - HO-4965 - WP

Código: N/D

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Sonda de temperatura independiente. Se puede usar con los medidores de pH HO-4960 y HO-4930.

- **Material del eje:** acero inoxidable
- **Longitud del eje:** 120 mm
- **Rango de temperatura:** 0-100 ° C
- **Longitud del cable:** 1 m
- **Conexión:** Cinch

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)