

## Medidor de pH, electrodo, BNC, solo pH, recargable -HO-4962 - WP

**Código:** N/D

**Marca:** N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

### Detalle

2-en-1, electrodo de pH recargable de plástico para muestras normales.

- **Rango de pH:** 0 - 14 pH
- **Temperatura.** Rango: 0 - 80 ° C
- **Material del eje:** plástico
- **Tipo de referencia interna:** Ag / AgCl
- **Tipo de unión de referencia:** Pin de cerámica
- **Relleno electrolito de referencia:** solución 3M KCl
- **Longitud del cable:** 1 m
- **Sensor de temperatura:** no
- **Conector:** BNC

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)