



Cinta de replica testex Press-O-Film - WP

Código: filler_12945

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Especificaciones [table id=7253 responsive="scroll" /]

- Certificado de conformidad
- Información de la garantía (XC Press-O-Film)
- Testex Tape no está incluido con PosiTector RTR

Especificaciones técnicas

Grado de cinta	Rango	Código de orden
Grueso (C)	20 a 60 mseg	R-PRESS
X-Grueso (XC)	40 a 115mseg	R-PRESSX
Grado óptico Grueso (XC)	20 a 64 mseg	R-PRESSOG
Grado óptico Grueso (C)	40 a 115 mseg	R-PRESSXOG

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)