



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Pernos de repuesto de 3 "para la sonda de pin HH14SP90 (paquete de 2) - WP

Código: N/D

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Pernos de repuesto de 3 «para la sonda de pin HH14SP90 (paquete de 2)

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)