



Conjunto de prueba equivalente de arena - WP

Código: N/D

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

El juego de conjunto de prueba equivalente de arena se utiliza para determinar los finos de los agregados. El equipo de prueba de arena equivalente completo con conjunto de sifón (tubo irrigador con válvula, tapón de goma, tubo y manguera de sifón, tubo de soplado), conjunto de pie con peso, embudo, recipiente de medición, recipiente de arena de 5 litros de capacidad y estuche de transporte. Se suministra con dos cilindros graduados de medición equivalente a arena para el modelo EN y dos cilindros graduados de medición equivalente a arena para el modelo ASTM. **Normas**

- EN 933-8, ASTM D2419, AASTHO T176

Especificaciones técnicas [table id=9238 responsive="scroll" /] **Accesorios/ Repuestos** [table id=9237 responsive="scroll" /]

Especificaciones técnicas

Modelo	Código de Producto	Nombre del Producto	Estándar	Dimensiones (cm)	Peso (kg)
BellPruEquAre-46A	B-01-03-03-240101	Equipo de prueba equivalente en arena	EN	45x55x15	4.6
BellPruEquAre-46B	B-01-03-03-240201	Equipo de prueba equivalente en arena	ASTM	45x55x15	4.6

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)