



Micropipeta marca belltronic, autoclavable, 10 a 100 ul y 100-1000 ul - WP

Código: filler_13745

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Especificaciones técnicas

Código SKU	Modelo	Descripción
B-01-01-14-02-0600	BellMicropip-0,5-10	0,5-10 ul
	BellMicropip-2-20	2-20 ul
	BellMicropip-5-50	5-50 ul
B-01-01-14-02-0601	BellMicropip-10-100	10-100 ul
	BellMicropip-20-200	20-200 ul
	BellMicropip-50-200	50-200 ul
	BellMicropip-100-1000	100-1000 ul
	BellMicropip-200-1000	200-1000 ul

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)