



BagPipet® - WP

Código: N/D

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

	BagPipet
Referencia	251 091
Autoclavable	✓
Expulsión de paja desechable	✓
Fácil calibración	✓
Medidas de calibración	0.1 mL - 0.9 mL - 1 mL
Caja (a x p x a)	30 x 10 x 6 cm
Peso bruto	250 g
Garantía	1 año
Cumple con:	ISO 7218, ISO 6887, ISO 4833-2 y FDA BAM (Manual Analítico Bacteriológico)
	Incluye: 1 manual de usuario, 1 paquete de BagTips Regular, 1 botón dosificador de volumen fijo 1000 µL (en la pipeta), 1 soporte, 2 botones de volumen fijo (900 µL, 100 µL), 2 anillos O-Rings, 1 llave de Allen, Aceit

Especificaciones técnicas

Ficha tecnica de la variante activa.

Especificación	250 g - 251 091 - 0.1 mL - 0.9 mL - 1 mL
Referencia	251 091
Autoclavable	✓
Expulsión de paja desechable	✓
Fácil calibración	✓
Medidas de calibración	0.1 mL - 0.9 mL - 1 mL
Caja (a x p x a)	30 x 10 x 6 cm
Peso bruto	250 g
Garantía	1 año
Cumple con:	ISO 7218; ISO 6887; ISO 4833 - 2 y FDA BAM (Manual Analítico Bacteriológico)

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)