



Mini bomba de vacío de diafragma Laboport N 816.3 KT.18

Código: filler_15447

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Tasa de flujo (máx.)	16 l / min
Vacío máximo (máx.)	15 torr
Presión (máx.)	7.25 psig
Peso	8.7 lbs
Temperatura de medios permitida	41- 104 ° F
Temperatura ambiente permitida	41- 104 ° F
Material de la válvula	FFPM
Material del diafragma	Recubierto de PTFE
Material del cabezal de la bomba	PPS

[/tab]

- Filtración
- Desgasificación
- Deseccación
- Aspiración de fluidos
- Extracción de fase sólida

[/tab]

Beneficios:

- Funcionamiento limpio y 100% libre de aceite
- Resistente a la corrosión
- Compacto, silencioso y confiable
- Pequeña huella de pie
- Libre de mantenimiento

[/tab]

- [Hoja de datos LABOPORT® N 816.3 KT.18 PDF \(117 KB\)](#)
- [Manual de funcionamiento LABOPORT® N 816.3 KT.18 PDF \(1 MB\)](#)

[/tab]

	Métrico	Imperial
Caudal (máx.):	16 l / min	16 l / min
Vacío final (máx.):	20 mbar (abs.)	15 torr
Funcionamiento limpio y 100% libre de aceite		
Resistente a la corrosión		
Compacto, silencioso y confiable		
Pequeña huella de pie		

Bomba de vacío de diafragma libre de aceite y químicamente resistente que se utiliza para una amplia gama de aplicaciones de laboratorio. Cuenta con cabezales PPS, diafragmas recubiertos de PTFE y válvulas FFPM.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)