



Molde plastico de cubo 150 mm para pruebas

Código: filler_16903

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Molde Plástico de Cubo de 150 mm para Pruebas

Descripción del producto:

- "PRUEBA" de Molde de cubo
- 150 x 150 x 150 mm
- Todo de plastico negro
- Libre de CFC
- Peso: 2,1 kg.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)