



Kit de medidor de oxígeno disuelto sper scientific - WP

Código: filler_17779

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Características sofisticadas a un precio razonable.

Mide el oxígeno disuelto para determinar la calidad del agua en las pruebas del medio ambiente, laboratorios, aguas residuales industriales y municipales, acuarios y criaderos de peces. Cuenta con compensación automática de temperatura, salinidad y altitud (todos los factores que afecten directamente las lecturas de OD). Al mismo tiempo muestra lecturas de OD (ppm o mg/L), temperatura (°C o °F) y fecha. En su pantalla LCD retroiluminada muestra la revisión de 99 puntos con marcas de tiempo, mínimos - máximos y promedios. Recuerda la inclinación y fecha de la última calibración. Con un simple botón es posible la calibración del aire y tiene membranas con coeficiente de temperatura ajustable. El nivel del electrolito es visible a través de la sonda galvánica transparente con sensor de temperatura y un cable de 4 metros. Viene en un estuche rígido con puerto USB, sonda, membranas de repuesto, electrolitos con jeringa y 4 pilas AAA.

Peso: 397gr

Dimensiones: 170 x 70 x 33mm

□

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)