



Microscopio Epi-fluorescente Bello-MicEpiFluo - WP

Código: N/D

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

El microscopio epi-fluorescente Bello-MicEpiFluo se usa ampliamente en biología, latrología, inmunología, genética, ciencia de materiales, etc. Generalmente está equipado con 2 bandas de ondas, B y G, y también puede proceder a la vista general de transmisión al mismo tiempo. U&V. banda de onda está disponible para la opción. Sistema óptico de alta calidad y B&G. La caja de fluoroscopios te trae efecto fluorescente satisfactorio.

Especificaciones técnicas

Especificaciones		Modelo	
		Bello-MicEpiFluo-1	Bello-MicEpiFluo-2
Cabeza de visualización	Compensación libre binocular	●	
	Cabeza inclinada a 30 °.		
	Trinocular Libre De Compensación		●
	Cabeza inclinado a 30 °		
Ocular			
	WF10X/ 22mm	●	●
Objetivo			
	Objetivo del Plan Infinito: 4X, 10X, 40X (S), 100X	●	●
	(S) Aceite		
	20X,60X(S) objetivo	○	○
Escenario	Etapa mecánica de doble capa.	●	●
	Tamaño de la etapa: 180mmX 150mm		
	Rango de movimiento: 75mmX 50mm		
Caja de fluoroscopio	Banda de onda B □G	●	●
	Banda de onda U□V	○	○
Enfoque	Ajuste de enfoque coaxial grueso y fino con	●	●
	mecanismo de cremallera y piñón Escala de enfoque fino		
	Valor 0.002mm		
Condensador	N. A.1.25 Abbe condensador con iris	●	●

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificaciones		Modelo	
	diafragma y filtro		
Accesorios opcional	Ocular electrónico CMOS de 1.3 o 3.0 Mega píxeles		
	Accesorio de fotografía		
	Objetivos fluorescentes apocromáticos infinitos: 4X, 10X, 20X, 40X, 100X		

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)