



## Picnometros DE ACERO inoxidable - WP

**Código:** filler\_19159

**Marca:** N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

## Detalle

### Modelo P / 100

Instrumento utilizado para la determinación rápida del peso específico de líquidos o soluciones en general. Fabricado en acero inoxidable, doble calibrado: capacidad 100 cc, peso total calibrado a 200 g.

Ø mm 48. altura 70 mm. Peso neto 200 g

### Modelo P/500

Capacidad 500 cc, peso total calibrado a 1000 g. Ø 88 mm. Altura 108 mm. Peso neto 1000 g.

### Modelo PP/100

Picnómetro de acero inoxidable para la determinación rápida de la densidad aparente de polvos. Capacidad 100 cc, calibrada a 200 g. Ø 49 mm, Alto 67 mm. Peso neto 200 g.

**Siguiente paso:** [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)