



Jarros de polipropileno autoclavable ,graduados, de 1000 ml - 5000 ml - WP

Código: N/D

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Especificaciones Técnicas

[table id=366 responsive="scroll" /]

Especificaciones técnicas

Sku	Nombre Del Producto	Capacidad (ml)	Imagen
BellJarPolAutGra-1000	Jarros de polipropileno autoclavable ,graduados, de 1000 ml	1000 ml	
BellJarPolAutGra-2000	Jarros de polipropileno autoclavable ,graduados, de 2000 ml	2000 ml	
BellJarPolAutGra-3000	Jarros de polipropileno autoclavable ,graduados, de 3000 ml	3000 ml	
BellJarPolAutGra-5000	Jarros de polipropileno autoclavable ,graduados, de 5000 ml	5000 ml	

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)