

Pipetas transferencia volumetrica de una marca clase a de 10ml - WP

Código: N/D

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Especificaciones técnicas

Modelo	Código Sku	Capacidad (ml)	Tolerancia (ml)	Código de color	Caja
BellVid-CPipetaTVCA-1	B-01-21-0109-0600	1	0.006	Azul	240
BellVid-CPipetaTVCA-2	B-01-21-0109-0601	2	0,01	naranja	240
BellVid-CPipetaTVCA-5.5	B-01-21-0109-0602	5,5	0,015	Blanco	180
BellVid-CPipetaTVCA-10	B-01-21-0109-0603	10	0,02	rojo	180
BellVid-CPipetaTVCA-20	B-01-21-0109-0604	20	0,03	Amarillo	120
BellVid-CPipetaTVCA-25	B-01-21-0109-0605	25	0,03	Azul	120
BellVid-CPipetaTVCA-50	B-01-21-0109-0606	50	0,05	rojo	60
BellVid-CPipetaTVCA-100	B-01-21-0109-0607	100	0,08	Amarillo	60

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)