



BOTELLA DE VACIO PP DE ALTA RESISTENCIA CON DRENAJE - WP

Código: filler_20315

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Botella de vacío de PP de servicio pesado, 4L con drenaje, tubería y abrazadera, autoclavable

- **SKU:** 1510102
- **Volumen:** 4 l
- **Tipo de material:** PP
- **Espita:** No

Robusta botella de polipropileno estable al vacío con puerto de drenaje, tubo y abrazadera incluidos. La botella de 4 L se puede esterilizar en autoclave y permite un fácil drenaje de los desechos recolectados / otras soluciones a través del puerto inferior de la lengüeta de 1/4 ". No es necesario desmontar su sistema cuando se ejecutan múltiples rondas de filtración al vacío.

Ideal para el almacenamiento de:

- Tampones
- Soluciones
- Polvos
- Sólidos
- Reactivos

Características y Beneficios:

- Asas moldeadas para un fácil manejo.
- Rotativo moldeado para mayor resistencia mecánica
- Disponible en ámbar para productos químicos fotosensibles
- Los carbohidratos de polipropileno pueden esterilizarse en autoclave

Especificaciones técnicas



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Volumen Carboy (L)	2.5, 5, 10, 20, 40, 75
Material de la botella	Polipropileno, Copoliéster, HDPE, PFA
Esterilización	Esterilizable en autoclave (solo polipropileno)

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)