



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Vaso precipitado de plastico 100 ml - WP

Código: filler_27121

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Especificaciones técnicas

Modelo	Código Sku	Tamaño disponible ml	Material
BellPla-BotellaCDP-50	B-01-21-0111-0300	50	polipropileno
BellPla-BotellaCDP-100	B-01-21-0111-0301	100	polipropileno
BellPla-BotellaCDP-250	B-01-21-0111-0302	250	polipropileno
BellPla-BotellaCDP-500	B-01-21-0111-0303	500	polipropileno

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)