

## Probeta medidora de plastico, base hexagonal 1000ml, BellPla-ProbinaMPBH-1000 - WP

**Código:** N/D

**Marca:** N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

### Detalle

**Cod Alt:** BellProbPI-1000

### Especificaciones técnicas

| Modelo                   | Código Sku                             | Tamaño disponible ml | Material      |
|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|---------------|
| BellPla-ProbinaMPBH-50   | B-01-47-0111-0400<br>B-01-21-0111-0400 | 50                   | polipropileno |
| BellPla-ProbinaMPBH-100  | B-01-47-0111-0401<br>B-01-21-0111-0401 | 100                  | polipropileno |
| BellPla-ProbinaMPBH-250  | B-01-47-0111-0402<br>B-01-21-0111-0402 | 250                  | polipropileno |
| BellPla-ProbinaMPBH-500  | B-01-47-0111-0403<br>B-01-21-0111-0403 | 500                  | polipropileno |
| BellPla-ProbinaMPBH-1000 | B-01-21-0111-0404                      | 1000                 | polipropileno |
| BellPla-ProbinaMPBH-2000 | B-01-21-0111-0405                      | 2000                 | polipropileno |

**Siguiente paso:** [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)