

Matraces erlenmeyer de cuello ancho con graduacion DIN 12385, vidrio boro 3.3 - 300ml - WP

Código: filler_27143

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Especificaciones técnicas

Código Modelo	Código SKU	Capacidad (ml)
BellVid-EMatraceCECG-5	B-01-21-1006-0000	5
BellVid-EMatraceCECG-10	B-01-21-1006-0001	10
BellVid-EMatraceCECG-150	B-01-21-1006-0002	150
BellVid-EMatraceCECG-200	B-01-21-1006-0003	200
BellVid-EMatraceCECG-300	B-01-21-1006-0004	300

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)