

Matraces erlenmeyer de cuello ancho con graduacion DIN 12385, vidrio boro 3.3 - 150ml - WP

Código: filler_27147

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Especificaciones técnicas

Modelo	Código Sku	Capacidad (ml)	Diámetro máximo mm	Diámetro del cuello mm	Altura mm	/caja
BellVid-EMatraceCECG-5	B-01-21-1006-0000	5	-	-	-	-
BellVid-EMatraceCECG-10	B-01-21-1006-0001	10	-	-	-	-
BellVid-CFrascoBABV-100	B-01-21-0106-0100	100	64	34	105	192
BellVid-EMatraceCECG-150	B-01-21-1006-0002	150	-	-	-	-
BellVid-EMatraceCECG-200	B-01-21-1006-0003	200	-	-	-	-
BellVid-CFrascoBABV-250	B-01-21-0106-0101	250	85	50	140	72
BellVid-EMatraceCECG-300	B-01-21-1006-0004	300	-	-	-	-
BellVid-CFrascoBABV-500	B-01-21-0106-0102	500	105	50	175	48
BellVid-CFrascoBABV-1000	B-01-21-0106-0103	1000	131	50	220	24
BellVid-CFrascoBABV-2000	B-01-21-0106-0104	2000	153	72	276	12
BellVid-CFrascoBABV-3000	B-01-21-0106-0105	3000	190	106	285	8
BellVid-CFrascoBABV-5000	B-01-21-0106-0106	5000	220	108	322	4

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)