

Frasco de ebullicion cuello estrecho de fondo redondo con borde moldeado, vidrio boro 3.3 - 500ml - WP

Código: N/D

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Especificaciones técnicas

Modelo	Código Sku	Capacidad (ml)	Max. Diámetro (mm)	Diámetro del cuello (mm)	Altura (mm)
BellVid-CFrascoECEFR-50	B-01-21-0102-0000	50	51	26	95
BellVid-CFrascoECEFR-100	B-01-21-0102-0001	100	64	26	110
BellVid-CFrascoECEFR-250	B-01-21-0102-0002	250	85	34	144
BellVid-CFrascoECEFR-500	B-01-21-0102-0003	500	105	34	175
BellVid-CFrascoECEFR-1000	B-01-21-0102-0004	1000	131	42	200
BellVid-CFrascoECEFR-2000	B-01-21-0102-0005	2000	166	42	260
BellVid-CFrascoECEFR-3000	B-01-21-0102-0006	3000	185	50	260
BellVid-CFrascoECEFR-5000	B-01-21-0102-0007	5000	223	50	305
BellVid-CFrascoECEFR-10000	B-01-21-0102-0008	10000	279	65	420
BellVid-CFrascoECEFR-20000	B-01-21-0102-0009	20000	345	76	515

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)