

Tubo de ensayo, sin borde, sin impresion vidrio boro 3.3 16x100mm BellVid- ETuboBIBV-1600 - WP

Código: filler_27171

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Código SKU: B-01-21-1005-0000

código de Producto: BellVid-ETuboBIBV-1600

Especificaciones técnicas

Código Cotecno	Código SKU	Longitud (mm)	Diametro (mm)	Material
BellVid-ETuboBIBV-1600	B-01-21-1005-0000	16	100	Vidrio Boro
BellVid-ETuboBIBV-1200	B-01-21-1005-0001	12	100	Vidrio Boro
BellVid-ETuboBIBV-750	B-01-21-1005-0002	10	75	Vidrio Boro
BellVid-ETuboBIBV-2500	B-01-21-1005-0003	25	150	Vidrio Boro
BellVid-ETuboBIBV-2400	B-01-21-1005-0004	16	150	Vidrio Boro
BellVid-ETuboBIBV-2700	B-01-21-1005-0005	150	18	Vidrio Boro
BellVid-ETuboBIBV-3000	B-01-21-1005-0006	150	20	Vidrio Boro

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)