



Crisol de porcelana pared alta esmaltado 15 ml

Código: filler_27759

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Especificaciones Crisol de Porcelana de pared alta esmaltado

[table id=10219 responsive="scroll" /]

Especificaciones técnicas

Modelo	Código Sku	Volumen (ml)	Diámetro de Borde (mm)	Diámetro inferior (mm)	Altura (mm)
BellPorc-CrisolPAE-15	B-01-21-0502-0000	15	32	20	34
BellPorc-CrisolPAE-18	B-01-21-0502-0001	18	34	21	36
BellPorc-CrisolPAE-20	B-01-21-0502-0002	20	36	22	38
BellPorc-CrisolPAE-25	B-01-21-0502-0003	25	38	23	40
BellPorc-CrisolPAE-30	B-01-21-0502-0004	30	40	25	46
BellPorc-CrisolPAE-35	B-01-21-0502-0005	35	41	26	50
BellPorc-CrisolPAE-40	B-01-21-0502-0006	40	42	27	54
BellPorc-CrisolPAE-50	B-01-21-0502-0007	50	43	28	58

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)