



## Esterilizador de óxido de etileno - marca belltronic 225L - WP

**Código:** filler\_27921

**Marca:** N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

## Detalle

### Especificaciones

- Sistema de trabajo de presión negativa: para garantizar en todo el proceso de operación el desbordamiento del gas EO, incluso si hay fugas, y el aire exterior hacia la cavidad.
- Funciones automáticas de control de seguridad: control en tiempo real de los cambios de presión de la cámara de esterilización.
- Ventilación eficaz para eliminar los residuos: sistema de ventilación de extracción de impulsos automático, con el objetivo de minimizar los residuos de epoxi etano (Éter etílico).
- Interbloqueo de la puerta de seguridad: durante el funcionamiento, no se puede abrir la puerta.
- Dos opciones de temperatura: Alta temperatura 55 °C / 37 °C Baja temperatura.
- Sistema de control de humidificación: sensor de humedad incorporado monitoreo en tiempo real.
- Función de memoria de apagado
- Puerta elevadora eléctrica

### Especificaciones Técnicas de Lata de gas EO (opcional)

### Especificaciones Técnicas Carro de elevación automático (opcional)

[table id=6983 responsive="scroll" /] El esterilizador de óxido de etileno se aplica ampliamente en la atención clínica, y los dispositivos e instrumentos que se utilizan comúnmente para la esterilización con OE incluyen: endoscopios rígidos y flexibles, productos de caucho para dispositivos médicos y productos de plástico.

- Capacidad / Volumen (L) : 135 / 225
- Peso Neto (kg) : 300 / 400
- Peso Bruto (kg) : 350 / 450

## Especificaciones técnicas

| Modelo                           | BellEstEti-135   | BellEstEti-225    |
|----------------------------------|------------------|-------------------|
| Capacidad / Volumen (L)          | 135              | 225               |
| Tamaño de cámara (W * D * H) mm  | 750 * 450 * 400  | 1250 * 450 * 400  |
| Dimensión general (W * D * H) mm | 950 * 860 * 1730 | 1450 * 860 * 1730 |

Importadora Gyb Limitada  
Padre orellana 1476  
Santiago CL13101 Chile

|                                   |                                                                                |                                                                                |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Consumo de energía                | 3500w (3.5kw)                                                                  | 4500w (4.5kw)                                                                  |
| Fuente de alimentación            | AC110 / 220V ± 10%, 50 / 60Hz                                                  | AC110 / 220V ± 10%, 50 / 60Hz                                                  |
| Accesorios estándar               | Cesta de acero inoxidable /2 unidades, bidón de gas EO / 3 unidades, impresora | Cesta de acero inoxidable /2 unidades, bidón de gas EO / 3 unidades, impresora |
| Tamaño del paquete (W * D * H) mm | 1100x950x1950 (Cuerpo principal)                                               | 1650x1000x2050 (Cuerpo principal)                                              |
|                                   | 1000x650x550 (Accesorios)                                                      | 1550x500x530 (Accesorios)                                                      |
| Peso Neto (kg)                    | 300                                                                            | 400                                                                            |
| Peso Bruto (kg)                   | 350                                                                            | 450                                                                            |

|                                 |                |                |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| EO lata de gas (Opcional)       |                |                |
| Modelo                          | BellLatGas-100 | BellLatGas-170 |
| Tamaño (mm)                     | 50 * 150       |                |
| Esterilizador adecuado          | BellEstEti-135 | BellEstEti-225 |
| Concentración de esterilización | 735 mg / L     | 750 mg / L     |
| Peso neto (g)                   | 100            | 170            |

|                                                |                   |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Carro de elevación automático (opcional)       |                   |                   |
| Modelo                                         | BellCarrEle-100   | BellCarrEle-200   |
| Dimensión de la plataforma de carga (W * D) mm | 800 * 400         | 1300 * 400        |
| Dimensión general (W * D * H) mm               | 1150 * 780 * 1165 | 1650 * 780 * 1165 |
| Concentración de esterilización                | 735 mg / L        | 750 mg / L        |
| Rango de elevación                             | 720 ~ 1220        | 720 ~ 1220        |
| Capacidad de carga máxima (kg)                 | 100               | 150               |
| Esterilizador adecuado                         | BellEstEti-135    | BellEstEti-225    |
| Peso Neto (kg)                                 | 55                | 70                |
| Peso Bruto (kg)                                | 75                | 95                |

## Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3



Imagen de galería 4



Imagen de galería 5

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)