

Transductor de potenciómetro lineal - WP

Código: filler_29963

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Especificaciones técnicas

Imagen	Descripción
	HM-2305.10 Transductor de potenciómetro lineal, 1,0 pulgadas (25 mm)
	HM-2305.20 Transductor de potenciómetro lineal de 2,0" (50 mm)

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)