

Termometro, sonda de 6" para HT-4795 - sin recubrimiento - WP

Código: filler_30031

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Sonda de termopar, 6"— -200 a +450°C (-392° a +842°F)

Sonda de termopar para usar con los termómetros digitales de mano HT-4795, HT-4796 y HT-4796-2. El rango de esta sonda es: -200 a +450 °C (-392 ° a +842 °F). Longitud x diámetro es: 150 x 3mm.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)