

Termopar k, sonda de alambre rebordeado, con aislamiento de teflon, -40 a 250C y f - WP

Código: filler_30321

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Especificaciones técnicas

Imagen	Descripción
	HT-4500 Termómetro, Tipo K, Precisión, Simple
	HT-4501 Termómetro, Tipo K, Precisión, Doble

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)