

Termometro, Pt100 platino, doble sonda, - 100/300C & f x 0.1C & f - WP

Código: filler_30325

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Especificaciones técnicas

Imagen	Descripción
	HT-4510 Termómetro, Sonda Simple, Pt100 Platino
	HT-4511 Termómetro, Sonda Doble, Pt100 Platino

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)