

RTD, -100/400C & -148/752F x
.01C/0.02F (incluye CTTPR04), calibrada -
WP

Código: N/D

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Especificaciones técnicas

	HT-4506 Termómetro, Registrador de datos, Pt100 Platino
	HT-4505 Termómetro, Estándar, Pt100 Platino

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)