



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Adaptador CA - WP

Código: N/D
Marca: N/D
[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

	HT-4506 Termómetro, Registrador de datos, Pt100 Platino
	HT-4505 Termómetro, Estándar, Pt100 Platino

HT-4505.1
Sonda de inserción Pt100

HT-4505.1
Sonda de inserción Pt100

Especificaciones técnicas

	HT-4506 Termómetro, Registrador de datos, Pt100 Platino
	HT-4505 Termómetro, Estándar, Pt100 Platino

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)